

超音波歯ブラシ「ウルティマフレッシュ」・「ウルティマフレッシュ EX」充電器

使用中止および充電器回収・交換のお願い

製造元:朝日医理科株式会社 販売元:東レインターナショナル株式会社(旧社名:東レアイリープ株式会社)

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、朝日医理科株式会社が製造し、東レアイリープ株式会社(現 東レ インターナショナル株式会社)より販売しました**超音波歯ブラシ「ウルティマフレッシュ」(品番 UT-270)**及び**「ウルティマフレッシュ EX」(品番 UT-271)**に付属する**充電器(共通品番 UT-270)**で発熱や変形が発生しました。原因は充電器内部に水が入り、電子回路がショートしたことにより部品の発熱等が発生したためと推定しております。現時点では事故等の発生はありませんが、万が一の事故を防ぐため、**充電器の回収・交換**へのご協力をお願いをさせていただきます。

対象商品をご使用のお客様は**ただちに電源プラグをコンセントから抜いていただき、ご使用中止の上**、下記ウルティマコールセンターまでご連絡をお願いいたします。**無償で充電器の交換対応**をさせていただきます。

ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、上記2機種以外の「ウルティマ」全機種につきましては、不具合のないことを確認しております。

回収交換対象充電器(UT-270)の識別方法

●対象2機種

「ウルティマフレッシュ」 ●歯ブラシ本体品番 UT-270 ●充電器共通品番 UT-270 ロゴマーク Ultimafresh 歯ブラシ本体 充電器 (回収・交換対象)	「ウルティマフレッシュ EX」 ●歯ブラシ本体品番 UT-271 ●充電器共通品番 UT-270 ロゴマーク Ultimafresh EX 歯ブラシ本体 充電器 (回収・交換対象)
--	--

- 対象台数:79,530台
- 生産期間:2004年3月~2006年11月
- 販売期間:2004年4月~2009年3月
- 主な販売先:テレビ通販、家電量販店ほか

●識別方法

①歯ブラシ本体の底面の表示をご確認ください。



②充電器の底面の表示をご確認ください。



●連絡先:ウルティマコールセンター

 **0120-551-227** フリーダイヤル(無料)
※携帯からもご利用になれます。
※番号はよくお確かめの上、おかけください。

●受付時間:10:00~17:00 月曜日~金曜日(土日祝日は除く)

●インターネット:<http://www.asahi-irica.info> <http://www.toray-intl.co.jp>

●お客様からご連絡いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は当該製品に関するご連絡等以外の目的には一切使用いたしません。